

VEGEZIO <i>SRL</i> LABORATORIO ANALISI	CATALOGO ATTIVITA' LABORATORIO - VADEMECUM					B7.2.3 Rev. 2 - 28/02/12 All.B1	
	<i>Settore di riferimento</i> DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.

Laboratorio

17 KETOSTEROIDI	90.01.3	17KE	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	F: 1,80 - 11,40 M: 2,50 - 16,30	10
17 OH PROGESTERONE	90.01.2	17PR	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F: * M: 0,20 - 1,80	4
A.C.E.	90.08.2	ACEE	siero	prov. tappo rosso	U/ml	18 - 55	5
AB ANTI ADENOVIRUS (sierologia IgG + IgM)	91.12.3	DADG DADM	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI ANCA (pANCA - cANCA)	90.48.2	ANCA	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >11	5
AB ANTI ASPERGILLO	90.97.2	SASP	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI BETA2 GLICOPROTEINA (IgG + IgM)	90.47.5	AB2G	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >10	10
AB ANTI BARTONELLA (IgG + IgM)	90.95.3	BART	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI BORRELIA (IgG + IgM)	90.87.5	DBRR DBOR	siero	prov.tappo rosso		negativa	20
AB ANTI BORRELIA WESTERN BLOT	91.13.2	BOWB	siero	prov.tappo rosso			30
AB ANTI CARDIOLIPINA (IgG IgM)	90.47.5	ACAR	siero	prov.tappo rosso	GPL-U/ml	negativo fino a 10 deb.pos. da 10 a 40 positivo sup. a 40	15
AB ANTI CELLULE PARIETALI	90.48.1	APCA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
AN ANTI CITOMEGALOVIRUS (IgG + IgM)	91.14.3	CIME	siero	prov.tappo rosso		IgG:negativo <11 borderline 11-15 positivo >15 IgM:negativo <0,8 borderline 0,8-1 positivo >1	2
AB ANTI CLAMIDIA PNEUMONIAE (IgA + IgM + IgG)	90.89.1	DCLA	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS (IgG)	90.89.1	SICA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI COXACKIE VIRUS (IgG + IgM)	91.16.2	COXA	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI COXIELLA BURNETI (IgG + IgM)	91.06.5	DCOX	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI CUTE (ASA)	90.52.5	ASAC	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI DNA	90.48.3	ADNA	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo<10 equivoco 10 - 15 positivo >15	5
AB ANTI DNA NATIVO	90.48.3	DDNA	siero	prov.tappo rosso		negativo	10
AB ANTI ECHINOCOCCO	90.92.3	ECHI	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI ENA (RNP,RNP70,Sm,SSA,SSB,Ce,ScI70,Jo1)	90.47.3	ENA	siero	prov.tappo rosso	U/ml	RNP,Sm negativo<5 equivoco 5 - 10 positivo > 10 RNP70,SSA,SSB,ce,s ci70,Jo1: negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >10	8
AB ANTI ENDOMISIO (EMA)	90.52.2	EMA	siero	prov.tappo rosso		negativo	10
AB ANTI ENTEROVIRUS	91.13.1	ENTE					15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
AB ANTI EPSTEIN BARR VCA (IgG + IgM)	91.21.1	EPBA	siero	prov.tappo rosso	VT	IgG:negativo: <0,1 borderline 0,1-0,2 positivo >0,2 IgM:negativo <0,11 borderline 0,12 - 0,18 positivo >0,18	3
AB ANTI FATTORE INTRINSECO	90.47.3	AFIN	siero	prov.tappo rosso		negativo	30
AB ANTI GAD	90.49.5	AGAD	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTIGLIADINA DEAMIDATA (IgA + IgG)	90.49.5	AGLD	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >10	5
AB ANTI HELICOBACTER PYLORI (IgG)	90.94.4	HEPI	siero	prov.tappo rosso		negativo	3
AB ANTI HERPES SYMPLEX 1/2 (IgG + IgM)	91.22.1	HERS	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI HIV 1/2	91.22.4	HTLV	siero	prov.tappo rosso		negativo<0,9 borderline 0,9 - 1,0 positivo >1,0	2
AB ANTI HIV 1/2 + Ag P24	91.22.4	HI24	siero	prov.tappo rosso		negativo	4
AB ANTI INSULA (ICA)	90.50.5	ICAI	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI INSULINA (AIA)	90.51.1	AIAI	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI ISTONI	90.52.4	AIST	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI LEGIONELLA	90.95.3	LEGI	siero	prov.tappo rosso		negativa	20
AB ANTI LEISHMANIA	90.92.5	LEIS	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI LEPTOSPIRA (IgG + IgM)	90.96.5	LEPT	siero	prov.tappo rosso	UA/ml	IgG:Negativo <5 Dubbio 5 - 9 Positivo >9 IgM:Negativo <15 Dubbio 15 - 20 Positivo >20	15
AB ANTI LKM (Ab anti microsomiali epatici e renali)	90.51.5	LKMA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI LUE IGM	91.10.2	LUEM	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI MEMBRANA BASALE	90.48.1	AGBM	siero	prov.tappo rosso		negativo	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
AB ANTI MITOCONDRIO	90.52.1	AMIT	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI MORBILLO (IgG + IgM)	91.24.3	SMOR	siero	prov.tappo rosso		negativo <0,8 borderline 0,8 - 1,2 positivo >1,2	15
AB .ANTI MUSCOLO LISCIO	90.52.2	ASMA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE	91.02.5	MYCO	siero	prov.tappo rosso	Titolo	fino a 80	3
AB ANTI NUCLEO	90.52.4	ANUC	siero	prov.tappo rosso	Ratio	negativo<0,7 equivoco 0,7 - 1,0 positivo >1,0	5
AB ANTI PAROTITE (IgG + IgM)	91.25.1	SPAR	siero	prov.tappo rosso		negativo <0,8 borderline 0,8 - 1,2 positivo >1,3	15
AB ANTI PARVOVIRUS B19 (IgG + IgM)	91.25.4	PARV	siero	prov.tappo rosso		negativo <8,5 borderline 8,5 - 12 positivo >12	10
AB ANTI PEP C CITRULLINATO (CITRULLINA)	90.47.3	CCPI	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >12	6
AB ANTI PERTOSSE (IgG + IgM)	90.87.4	PERT	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
AB ANTI REC. ACETILCOLINA	90.53.4	ARAC	siero	prov.tappo rosso		negativo	40
AB ANTI RECETTORI TSH	90.53.5	AART	siero	prov.tappo rosso	U/lt	fino a 12,5	20
AB ANTI RIBOSOMI	90.52.1	ARIB	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI RICKETTSIA	91.06.5	RICK	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI ROSOLIA (IgG + IgM)	91.26.4	ROSO	siero	prov.tappo rosso		negativo <10 borderline 10 - 15 positivo >15	2
AB ANTI S.CERVISIAE ASCA (IgA + IgG)	90.48.2	ASCA	siero	prov.tappo rosso		negativo	30
AB ANTI SLA (ASLA)	90.52.2	ASLA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI SURRENE	90.54.3	ABSU	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
AB ANTI TETANO	90.85.3	TETA	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	> 0,15	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
AB ANTI TOXOPLASMA (IgG + IgM)	91.09.4	TOXO	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	IgG:negativo <7,5 borderline 7,5-10,5 positivo >10,5 IgM:negativo <0,8 borderline 0,8-1 positivo >1	2
AB ANTI TPO	90.51.4	AATP	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	fino a 10	2
AB ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgA)	90.49.5	ATRA	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >10	5
AB ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgG)	90.49.5	GTRA	siero	prov.tappo rosso	U/ml	negativo <7 equivoco 7 - 10 positivo >11	5
AB ANTI VARICELLA (IgG + IgM)	91.27.1	SIVA	siero	prov.tappo rosso		negativo <0,8 borderline 0,8 - 1,2 positivo >1,2	15
AB ANTI VRS (IGG IGA)	91.25.5	AVRS	siero	prov.tappo rosso	UA	negativo <8,5 borderline 8,5 - 12,00 positivo >12,00	15
AB ANTIMICROSOMI TIROIDEI	90.51.4	AMIC	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	fino a 10	2
AB ANTI TIREOGLOBULINA	90.54.4	ATIR	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	fino a 10	2
ACIDI BILIARI	90.01.5	ACBI	siero	prov.tappo rosso	mcmoli/lit	fino a 6	5
ACIDO 5 OH-INDOLACETICO	90.02.1	5HIA	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	fino a 10	15
ACIDO FOLICO	90.23.2	ACFO	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	> 3	2
ACIDO LATTICO	90.02.5	ACLA	plasma eparinato in ghiaccio	prov. tappo verde	mmoli/lit	0,70 - 2,1	2
ACIDO URICO	90.43.5	ACUR	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	F:2,4 - 6,3 M:3,4 - 7,0	1
ACIDO URICO URINARIO	90.43.5	URIC	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24h	250 - 750	2

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
ACIDO VALPROICO	90.03.4	AVAL	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	50 - 100	2
ACIDO VANILMANDELICO	90.03.5	AVAN	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	2 - 8	10
ADRENOCORTICOTROPO (ACTH)	90.15.2	ACTH	plasma edta	prov. Tappo viola	pg/ml	5 - 46	2
ALBUMINA	90.05.1	SALB	siero	prov.tappo rosso	g/100 ml	3,70 - 5,10	2
ALBUMINA URINARIA	90.05.1	ALBU	urine	conten.tappo bianco	g/lt		2
ALCOOL URINARIO	90.20.1	ALCU	urine	conten.tappo bianco	mg/100ml		2
ALCOOLEMIA	90.20.1	ALCO	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	fino a 50	2
ALDOLASI	90.05.2	ALSI	siero	prov.tappo rosso	U/lt	fino a 7,6	5
ALDOSTERONE (orto/clinostatismo)	90.05.3	ALOC	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	orto: 40 -310 clino: 10 -160	12
ALDOSTERONE BASALE	90.05.3	ALDO	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	40-310	12
ALDOSTERONE URINARIO	90.05.3	UALD	urine 24 ore	contenitore diuresi	mcg/24 ore	16 - 25	12
ALFA 1 ANTITRIPSINA	90.05.4	A1AN	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	140 - 320	5
ALFA 1 FETOPROTEINA	90.05.5	A1UO	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 9 Gravidanza: *	2
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA	90.06.1	A1GL	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	50 - 110	2
ALFA 2 MACROGLOBULINA	90.06.3	MAC2	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	120 - 320	7
AMILASI	90.06.4	AMIL	siero	prov.tappo rosso	S: U/lt	fino a 100	1
AMILASI PANCREATICA	90.06.5	ISOA	siero	prov.tappo rosso	U/lt	8 - 53	2
AMILASI URINARIA	90.06.4	AMIU	urine 24 ore	contenitore diuresi	U/24 ore	60 -700	2
AMMONIO	90.07.5	AMMO	plasma eparinato in ghiaccio	prov.tappo verde	mcmoli/lt	F: 12 - 50 M: 18 - 54	1
ANDROSTAN. GLUCURONIDE	90.17.3	ANGL	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	M:4 -22	7
ANDROSTENDIONE	90.17.3	ANDR	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F: * M: 0,30 - 3,50	3
ANTIBIOGRAMMA (minimo 12 antibiotici)	90.85.2	ANTI	materiale biologico				
ANTITROMBINA III	90.57.5	ANT3	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	75 - 125	1

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
APOLIPOPROTEINA A	90.08.4	ALIP	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	F: 105-205 M: 95-180	10
APOLIPOPROTEINA B	90.08.5	BLIP	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	F: 40-115 M: 40 -130	10
APTOGLOBINA	90.09.1	APTO	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	30 - 170	3
AZOTEMIA	90.44.1	AZOT	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	10-50	1
AZOTO URINARIO	90.44.1	AZUR	urine 24 ore	contenitore diuresi	gr/24ore	26-43	2
BACILLO DI KOCH MICROSCOPICO	91.02.4	MIKO	materiale biologico	cont. tappo rosso			40
BENZODIAZEPINE	90.09.4	BENZ	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 300	15
BENZODIAZEPINE URINARIE	90.09.4	UBEN	urine	cont.tappo bianco		negativo	8
BETA 2 MICROGLOBULINA	90.10.1	B2MI	siero	prov.tappo rosso	mg/lt	0,7 - 2,3	3
BETA 2 MICROGLOBULINA URINARIA	90.10.1	B2MU	urine	conten.tappo bianco	mg/lt	0,02 - 0,24	3
BETA HCG	90.27.5	BHCG	siero	prov.tappo rosso	mIU/ml	F: *	2
BETA TALASSEMIA 22 MUTAZIONI		BTTA	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
BILIRUBINA DIRETTA	90.10.5	BIDI	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	fino a 0,35	1
BILIRUBINA TOTALE	90.10.4	BITO	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	0,20 - 1,20	1
BI TEST (Free beta HCG + Papp)	90.27.4 90.27.5	PAPP FHCG	siero	prov.tappo rosso			6
BLOOD OMEGA TEST (B.O.T.)		BOTT	siero	3 p. tappo rosso			15
BREATH TEST (HELICOBACTER PYLORI)		BREH	apposito kit			negativo	20
C.K.MB	90.15.5	CMB	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 6,3	2
C.K.NAC	90.15.4	CPK	siero	prov.tappo rosso	U/lt	fino a 200	1
C3	90.60.2	C3	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	112 - 220	2
C4	90.60.2	C4	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	dic-60	2
CA 125	90.55.1	C125	siero	prov.tappo rosso	U/ml	fino a 35	2
CA 15-3	90.55.2	C153	siero	prov.tappo rosso	U/ml	fino a 31	2
CALCIO	90.11.4	CAE	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	8,20-11,00	1
CALCIO IONIZZATO	90.11.4	CAI	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	4,40 - 4,90	3
CALCIO URINARIO	90.11.4	CAUR	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	70-350	2

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
CALCITONINA	90.11.5	CALC	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	F: fino a 11,50 M: fino a 18,20	3
CALPROTECTINA (CALPREST)		CAPR	feci	contenitore feci	mcg/g feci		2
CAPACITA' FERRO LEGANTE (TIBC)	90.42.4	TIBC	siero	prov.tappo rosso	mcg/100ml	250 - 380	2
CARBAMAZEPINA	90.12.3	CARB	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	4 - 10	2
CARIOTIPO	91.31.2	CART	plasma eparina 3 p	prov tappo verde			30
CATECOLAMINE PLASMATICHE	90.04.2	CAPL	plasma eparina	prov.tappo verde	mcg/lt	Noradrenalina:2-6 Adrenalina:fino a 0,5	10
CATECOLAMINE TOTALI URINARIE	90.12.4	CATE	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	fino a 10	7
CATECOLAMINE URINARIE	90.04.3	CATU	urina 24 h	contenitore diuresi	mcg/dl	Noradrenalina:fino a 100 Adrenalina:fino a 15	10
CEA	90.56.3	CEA	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	non fumatori:fino a 5 fumatori:fino a 10	2
CERULOPLASMINA	90.12.5	CERU	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	15 - 60	7
CHIMOTRIPSINA FECALE	90.13.1	CHFE	feci	contenitore feci	u/g	superiore a 13,5	5
CIC (C1q - C3d)	90.69.2	SCIC	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	C1q: fino a 50 C3d: fino a 24	20
CICLOSPORINA A	90.13.2	CICA	plasma edta	prov.tappo verde	mcg/100 ml	100 - 400	20
CITOLOGICO CERVICO VAGINALE	91.38.5	PAPT	endocervicale				10
CITOLOGICO DI VERSAMENTI	91.39.3	CSPE	materiale biologico	cont.tappo rosso			12
CITOLOGICO DI ESPETTORATO	91.39.2	CESP	escreato	cont.tappo rosso			12
CITOLOGICO URINA	91.39.4	CURI	seconda urina	cont. tappo bianco			10
CITRATO URINARIO	90.02.2	ACCI	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	300 - 1000	5
CLEARANCE CREATININA	90.16.4	CCRE	siero / urine 24 ore	prov.tappo rosso/contenitore diuresi	ml/minuto	80 - 160	1

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
CLEARANCE UREA	90.44.1	CURE	siero / urine 24 ore	prov.tappo rosso/contenitore diuresi	ml/minuto	40 - 65	1
COLORO	90.13.3	CLOR	siero	prov.tappo rosso	mEq/lt	96-113	1
COLORO URINARIO	90.13.3	CLOU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mEq/24h	110-250	4
COLESTEROLO HDL	90.14.1	CHDL	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	F:consigliato >65 borderline 45 - 65 rischio alto <45 M:consigliato >55 borderline 35 - 55 rischio alto <35	1
COLESTEROLO LDL	90.14.2	CLDL	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	consigliato < 100 borderline 100 - 160 alto > 160	1
COLESTEROLO TOTALE	90.14.3	COTO	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	consigliato < 200 borderline 200 - 240 alto > 240	1
COLINESTERASI	90.14.4	COLI	siero	prov.tappo rosso	U/lt	2260 - 7550	1
COLTURALE BACILLO DI KOCH	91.02.3	BAKO	materiale biologico	cont. tappo rosso			40
COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI	90.93.3	CABI	materiale biologico	cont.tappo rosso			5
COLTURALE CAMPYLOBACTER	90.88.5	RICB	feci	contenitore feci			5
COLTURALE DERMATOFITI	90.98.4	RIDE	materiale biologico	cont.tappo rosso			7
COLTURALE GONOCOCCO	91.03.5	RIGO	materiale biologico	cont. tappo rosso			5
COLTURALE LEGIONELLA	90.95.5	CLEU	urina	cont.tappo rosso			8
COLTURALE MICETI	90.98.4	MCOL	materiale biologico	cont.tappo rosso			6

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
COLTURALE MICOPLASMA	91.03.4	RMYC	materiale biologico	kit di prelievo			5
COLTURALE PNEUMOCOCCO	90.95.3	RPNE	materiale biologico	cont.tappo rosso			8
COLTURALE SECRETO URETRALE	90.93.4	SEUR	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE SECRETO VAGINALE	90.93.4	SEVA	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE STREPTO AGALACTIE	91.08.4	AGAL	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE TAMPONE AURICOLARE	90.93.5	TAUR	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE TAMPONE NASALE	90.93.5	TNAS	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE TAMPONE OROFARINGEO	90.93.5	TAMP	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE TAMPONE VAGINO-RETTALE	90.93.4	VARE	materiale biologico	tamp.tappo rosso			5
COLTURALE UREA - MYCO (comprende ABG)	90.03.4	URMY	materiale biologico	kit di prelievo			5
COLTURALE UREAPLASMA	91.03.4	RURE	materiale biologico	kit di prelievo			5
CONTEGGIO EOSINOFILI	90.62.5	COEO	plasma edta	prov.tappo viola	%		1
COPROCOLTURA	90.94.3	COPR	feci	contenitore feci			5
CORTISOLO	90.15.3	CORT	siero	prov.tappo rosso	mcg/100ml	5-25	2
CORTISOLO CIRCADIANO (ore 8 , 15 ,17)	90.15.3	CCOR	siero	prov.tappo rosso	mcg/100ml	basale: 5-25	2
CORTISOLO URINARIO	90.15.3	CORU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mcg/24 ore	58 - 403	3
COTININA		RCOT	urina	cont.tappo bianco		negativo	4
C-PEPTIDE	90.11.1	CPEP	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	1,10 - 5	3
CREATININA	90.16.3	CREA	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	F: 0,5 - 1,2 0,6 - 1,4	M: 1

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
CREATININA URINARIA	90.16.3	CREU	urine 24 ore	cotenitore diuresi	gr/lt		2
CRIOGLOBULINE (nota 2)	90.61.1	CRIO	siero	prov.tappo rosso		assente	3
CRIPTOCOCCO ANTIGENE	90.85.4	CRIP	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
CROMOGRANINA A	90.18.4	CRMA	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	fino a 120	20
CROSS LINK DEL PIRIDINIO	90.04.2	CLPI	urine	cont.tappo bianco	nM/mM	F: 2 - 8,5 2 - 7 M:	15
C-TELOPEPTIDE (CROSS LAPS)	90.35.4	CTEL	siero	prov.tappo rosso	mcg/lt	F: fino a 1,2 M: fino a 0,8	12
CURVA GLICEMICA DA CARICO (2 PRELIEVI)	90.26.4	CSGL	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	Basale 60 - 110	1
CURVA GLICEMICA DA CARICO (6 PRELIEVI)	90.26.5	CGLU	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	Basale 60 - 110	1
CURVA GLICEMICA SPONTANEA (h. 8,11,15,17)	90.26.5	CGLI	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	Basale 60 - 110	
CURVA INSULINA DA CARICO	90.29.1	CINS	siero	prov.tappo rosso	mcU/ml		3
CURVA INSULINA SPONTANEA (h. 8,11,15,17)	90.29.1	CISP	siero	prov.tappo rosso	mcU/ml		3
CYFRA 21 - 1	90.61.3	CYFR	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 3,3	10
D-DIMERO	90.61.5	DDIM	plasma citrato	prov. tappo azzurro	ng/ml	fino a 250	2
DESOSSIPIRIDINOLINA	90.28.2	PIRI	urina	cont.tappo bianco	nMDPD/mMcrea	F: 3,00 - 9,00 M: 2,30 - 7,00	5
DHEA	90.17.1	DHEA	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F: 0,2 - 9,0 M: 2,50 - 9,50	7
DHEA-SOLFATO	90.17.2	DHS	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml		2
DIGOSSINA	90.21.1	DIGO	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 2	2
DIIDROTESTOSTERONE	90.17.5	DHT	siero	prov.tappo rosso	ng/100ml	F: 10 - 23 M: 39 - 135	7
DINTOINA	90.22.1	DINT	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	10 - 20	2
DIURESIS 24ORE		DIUR	urine 24 ore	contenitore diuresi	lt/24ore		1
DOPAMINA URINARIA	90.18.1	DOUR	urina	cont.tappo bianco	mcg/lt	fino a 600	8
E.C.P.	90.77.2	ECP	siero	prov. tappo rosso	mcg/lt	fino a 15	10
ELETTROFORESI EMOGLOBINA	90.66.5	ELEH	plasma edta	prov.tappo viola	%	HbA: 96 -100 HbA2: 0 - 4	15
ELETTROFORESI PROTEINE	90.38.4	SELE	siero	prov.tappo rosso			2
ELETTROFORESI PROTEINE URINA	90.39.1	ELEU	urine 24 ore	contenitore diuresi			10

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
EMOCROMOCITOMETRICO	90.62.2	EMOC	plasma edta	prov.tappo viola			1
EMOCOLTURA	90.94.1	ECOL	sangue intero	kit di prelievo			7
EMOGLOBINA FETALE	90.66.4	EMFE	plasma edta	prov.tappo viola	%	< 1,5	15
EMOGLOBINA GLICOSILATA	90.28.1	HBGL	plasma edta	prov.tappo viola	%	4 - 6	2
ERITROPOIETINA	90.18.5	ERPO	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	5 - 25,6	15
ES. CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	90.93.3	LQES	materiale biologico	cont.tappo rosso			4
ESAME CALCOLI URINARI	90.12.2	ESCA	calcolo				5
ESAME COMPLETO URINA	90.44.3	ESUR	prime urine del mattino	prov.tappo bianco			1
ESAME DELLE FECI	90.21.3	ESFE	feci	contenitore feci			5
ESAME LIQUIDO SEMINALE	90.31.5	ESSP	liquido seminale	kit di prelievo			3
ESAME MICROSCOPICO	90.86.4	ESMI	materiale biologico	cont.tappo rosso			2
ESAME PARASSITOLOGICO FECI	91.05.4	ESPA	feci	contenitore feci			4
ESTRADIOLO	90.19.2	E2	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	F: * M: fino a 48	2
ESTRIOLO	90.19.3	E3E	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	*	7
ESTRONE	90.19.5	E1	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	M:23 - 75 F:*	4
ETOSUCCIMIDE	90.20.2	ETOS	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	40 - 100	5
F.T.A.	91.10.3	FTA	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
FATTORE II	90.64.3	FAII	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	50 - 150	7
FATTORE REUMATOIDE	90.64.2	RATE	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	fino a 20	2
FATTORE V	90.64.3	FATV	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	70 - 120	7
FATTORE V DI LEINDEN		FVLE	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
FATTORE VII	90.64.3	FAT7	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	70 - 140	7
FATTORE VIII	90.64.3	FAT8	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	70 - 140	7
FATTORE VON WILLEBRAND	90.64.3	FAVW	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	50 - 150	7
FENITOINA	90.22.1	FENI	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	10 - 20	8

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
FENOBARBITALE	90.09.3	FENB	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	15 - 40	2
FENOTIPO DI KELL	90.63.2	FEKE	plasma edta	prov.tappo viola			7
FENOTIPO Rh	90.64.4	DFEN	plasma edta	prov.tappo viola			7
FERRITINA	90.22.3	FERR	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F: 11 - 170 M: 25 - 340	2
FIBRINOGENO	90.65.1	FIBR	plasma citrato	prov. tappo azzurro	mg/100 ml	180 - 450	1
FIBROSI CISTICA 34 MUTAZIONI		FICI	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
FOSFATASI ACIDA	90.23.4	FACI	siero	prov.tappo rosso	U/lt	F: fino a 4,20 M: fino a 5	4
FOSFATASI ALCALINA	90.23.5	FALC	siero	prov.tappo rosso	U/lt	45 - 135	1
FOSFATASI ALCALINA OSSEA	90.24.1	ISFA	siero	prov.tappo rosso	mcg/lt	F:Premenop. <15 Postmenop. <23 M:<20	3
FOSFORO	90.24.3	FOSF	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	F:4 - 7 M: 3 - 4,5	1
FOSFORO URINARIO	90.24.3	FOSU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	400 - 1300	2
FREE BETA HCG	90.27.5	FHCG	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	0,00 - 0,10	6
FRUTTOSAMINA	90.25.1	FRUT	siero	prov.tappo rosso	mcmoli/lt	fino a 285	15
FSH	90.23.3	FSH	siero	prov.tappo rosso	mUI/ml	F: * M: 1,5 - 20	2
FT3	90.43.3	FT3	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	2,5 - 3,9	2
FT4	90.42.3	FT4	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	5,5 - 12,5	2
G.6 P.D.H.	90.27.2	G6PD	plasma edta	prov.tappo viola	mU/eritrociti	110 - 150	7
G.O.T. (AST)	90.09.2	GOT	siero	prov.tappo rosso	U/lt	F: 5 -35 M: 5 - 40	1
G.P.T. (ALT)	90.04.5	GPT	siero	prov.tappo rosso	U/lt	F: 5 -35 M: 5 - 40	1
GAMMA GT	90.25.5	GAGT	siero	prov.tappo rosso	U/lt	F : 5 - 50 M: 5 - 80	1
GASTRINA	90.26.1	GAST	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	fino a 100	20
GH (SOMATOTROPO)	90.35.1	STHE	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 7	10

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
GICA (CA 19-9)	90.55.3	CIGA	siero	prov.tappo rosso	UI/ml	fino a 35	2
GLICEMIA	90.27.1	GLIC	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	60-110	1
GLICEMIA BASALE E DOPO PASTO	90.26.4	GPDP	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml		2
GLICOSURIA	90.27.1	GLIU	urine	cont.tappo bianco	gr/lt	assente	2
GLUCAGONE	90.26.3	GLUC	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	100 - 300	7
GRUPPO AB0 FATTORE Rh	90.65.3	GRUP	plasma edta	prov.tappo viola			2
HAV Ig Totali	91.17.2	CHAV	siero	prov.tappo rosso	mIU/ml	negativo <35 borderline 35 - 40 positivo >40	3
HAV IgM	91.17.2	AIGM	siero	prov.tappo rosso	S/CO	negativo <0,4 borderline 0,4 - 0,5 positivo >0,5	3
HBV - ANTI HBc	91.17.5	HBCC	siero	prov.tappo rosso	S/CO	negativo <0,9 borderline 0,9 - 1,0 positivo >1,0	2
HBV - ANTI HBc IgM	91.18.1	HBCM	siero	prov.tappo rosso		negativo	10
HBV - ANTI Hbe	91.18.2	AHBE	siero	prov.tappo rosso		negativo	2
HBV - ANTI HBs	91.18.3	AHBS	siero	prov.tappo rosso	mIU/ml	positivo >10	2
HBV - DNA	91.17.4	HBDN	plasma edta 2p	prov.tappo viola		negativo	30
HBV - HBeAg	91.18.4	HBEG	siero	prov.tappo rosso		negativo	2
HBV - ANTIGENE AUSTRALIA HBsAg	91.18.5	AUST	siero	prov.tappo rosso	S/CO	negativo <0,9 borderline 0,9 - 1,0 positivo >1,0	2
HCG	90.27.4	UHCG	siero	prov.tappo rosso	mUI/ml	F: fino a 5 M: fino a 1	2
HCV GENOTIPI	91.20.2	HCGE	plasma	prov.tappo rosa			30
HCV - MARKERS EPATITE C	91.19.5	HCV	siero	prov.tappo rosso	S/CO	negativo <0,9 borderline 0,9 - 1,0 positivo >1,0	4
HCV RIBA	91.20.1	HCRI	siero	prov.tappo rosso			20
HCV - RNA QUANTITATIVO	91.19.4	QHCR	plasma	prov.tappo rosa		negativo <12	20

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
HDV - MARKERS EPATITE DELTA	91.20.3	DELT	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
HLA B27	90.50.2	B27	plasma edta 3p	prov.tappo viola			15
HLA MORBO CELIACO		HCEL	plasma edta 3p	prov.tappo viola			20
HPL	90.34.5	HPL	siero	prov.tappo rosso	mcg/ml	*	7
IDROSSIPROLINA	90.28.2	IDRO	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	6 - 22	7
IgE TOTALI	90.68.3	IGE	siero	prov. tappo rosso	IU/ml	1,5 - 165	2
IMMUNOELETTROFORESI	90.69.2	IMEL	siero	prov.tappo rosso			7
IMMUNOGLOBULINE IgA	90.69.4	IGA	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	85 - 390	2
IMMUNOGLOBULINE IgG	90.69.4	IGG	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	780 - 1700	2
IMMUNOGLOBULINE IgM	90.69.4	IGM	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	16 - 220	2
INDAGINE DI PATERNITÀ		INPA	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
INIBITORE C1 ESTERASI	90.60.1	C1ES	siero	prov. tappo rosso	mg/100ml	16 - 33	15
INSULINA	90.29.1	INSU	siero	prov.tappo rosso	mcU/ml		2
ISTOLOGICO CUTE E TESSUTI MOLLI		ISCU	materiale biologico	contenitore con formalina			20
ISTOLOGICO GASTROSCOPIA		ISGA	materiale biologico	contenitore con formalina			20
L.D.H.	90.29.2	LDH	siero	prov.tappo rosso	U/lt	135 - 460	1
L.A.C. (Lupus Anti Coagulant)	90.46.5	LAC	plasma citrato	prov. tappo azzurro		negativo rapporto fino a 1,20	3
LH	90.32.3	LH	siero	prov.tappo rosso	mUI/ml	F: * M: 1,2 - 9	2
LIPASI	90.30.2	LIPA	siero	prov.tappo rosso	U/lt	fino a 300	2
LIPOPROTEINA A	90.30.3	LIAA	siero	prov.tappo rosso	mg/dl	5 - 25	15
LITIO	90.32.2	LITI	siero	prov.tappo rosso	mmol/l	0,30-1,40	2
MAGNESIO	90.32.5	MAGN	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	1,50-2,50	2
MAGNESIO URINARIO	90.32.5	MAGU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	50-150	2
MANTOUX (Tine Test)	90.78.1	MANT	siero	prov.tappo rosso		negativo	3
METANEFRINE URINARIE (metanefrina normetanefrina)	90.12.4	MEUR	urina 24 h	contenitore diuresi	mcg/24h	metanefrina:74 - 297 normetanefrina: 105-354	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
MICROALBUMINURIA	90.33.4	MIAL	urine	cont.tappo bianco	mg/lt	fino a 20	2
MICRODEL. CROMOSOMA Y		MCRY	plasma edta3p	prov.tappo viola			25
MICROSCOPICO ELMINTI	91.05.1	ELMI	materiale biologico	cont.tappo rosso			5
MICROSCOPICO MICETI	90.98.5	MICM	materiale biologico	cont.tappo rosso			4
MICROSCOPICO MICOBATTERI	90.02.4	MIMI	materiale biologico	cont.tappo rosso			15
MIOGLOBINA	90.33.5	MIOG	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F:14 - 66 - 105 M:17	2
MIOGLOBINA URINARIA	90.33.5	UMIO	urine	cont.tappo bianco	ng/ml		2
MTHFR mutazione 1298 A/C		MT12	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
MTHFR mutazione C677T		MTC6	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
MUTAZIONE FATTORE V (Y1702C)		MFAV	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
MUTAZIONE FATTORE II		MFII	plasma edta 3p	prov.tappo viola			30
MUTAZIONE HUNTINGTON COREA		MHUC	plasma edta 3p	prov.tappo viola			25
MUTAZIONE X FRAGILE		MXFR	plasma edta 3 p	prov.tappo viola			30
N.S.E.	90.18.4	NSE	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	fino a 15,50	10
NADAL (Ab anti mycobacterium tuberculosis IgG IgM)		NTUB	siero	prov.tappo rosso		negativo	2
NT-proBNP (allegare sempre richiesta Medico Specialista)	90.82.3	BNPP	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	0 - 450	10
NUMERO DI BIDUCAINA		DIBU	siero	prov.tappo rosso		93 - 136	1
OMOCISTEINA	90.07.2	OMOC	siero	prov.tappo rosso	mcmoli/lt	4 - 15	3
ORM.ANTI MULLERIANO (AMH)		AMHH	Siero	prov.tappo rosso	ng/ml		20
OSMOLARITA' PLASMATICA		OSMP	siero	prov.tappo rosso	mOsm/lt	280 - 300	3
OSMOLARITA' URINARIA		OSMU	urina	cont.tappo bianco	mOsm/lt	500 - 1200	5
OSSALURIA	90.35.3	OSAU	urina 24 h	contenitore diuresi	mcmoli/lt	90 - 450	10
OSTEOCALCINA	90.35.4	OSTE	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	2 - 12	3
P.A.P.	90.24.2	APAP	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	M: fino a 3,5	5
PANNELLO TROMBOFILIA (Fatt.V di Leiden,Fatt.II,MTHFRC677T,MTHFR 1298 A/C)		PTRO	plasma edta 5p	prov.tappo viola			30

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
PARATORMONE	90.35.5	PARA	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	15 - 88	2
PCR ALTA SENSIBILITA'	90.72.3	ASPC	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	fino a 1	4
PIRUVATO KINASI	90.36.4	PK	plasma edta	prov.tappo viola	mU/eritrociti	60 - 200	5
PLASMODIO MALARIA (goccia spessa)	91.05.5	PLMA	vetrino con goccia spessa			negativo	5
POTASSIO	90.37.4	POTA	siero	prov.tappo rosso	mEq/lt	3,50-5,30	1
POTASSIO URINARIO	90.37.4	POTU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mEq/24 ore	25-150	2
PREALBUMINA	90.05.1	PRAL	siero	prov.tappo rosso	mg/100ml	10 - 40	2
PROD.DEGRAZ.FIBRINOGENO	90.64.5	FDP	plasma citrato	prov. tappo azzurro	mcg/ml	fino a 10	5
PROGESTERONE	90.38.1	PROG	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F:* M:0,14 - 2,06	2
PROLATTINA	90.38.2	PRL	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	F: 1,7 - 27 M:2,5 - 13,5	2
PROTEINA BENCE JONES	90.28.4	PRBJ	urine	cont.tappo bianco		negativa	10
PROTEINA C COAGULATIVA	90.72.2	PCC	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	60 - 140	3
PROTEINA C REATTIVA	90.72.3	PCR	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	fino a 1,0	2
PROTEINA S COAGULATIVA	90.72.5	PCS	plasma citrato	prov. tappo azzurro	%	60 - 140	3
PROTEINE TOTALI	90.38.5	PROT	siero	prov.tappo rosso	gr/100ml	6,2 - 8,5	1
PROTEINE URINARIE	90.38.5	UPRO	urine	cont.tappo bianco	gr/lt		2
PSA AG PROSTATICO SPECIFICO	90.56.5	PSA	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	0,16 - 4,0	2
PSA AG PROSTATICO SPECIFICO REFLEX	90.56.5	RPSA	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	si esegue FPSA se compreso fra 2,5 e 10	2
PSA LIBERO (rapporto)	90.56.5	FPSA	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	indice di rischio: inferiore a 8	2
phi-PROSTATE HEALTH INDEX		PPHI	siero	prov.tappo rosso		rischio basso 0 - 20,9 rischio medio 21 - 39,9 rischio alto >40	7
RAME	90.39.4	RAME	siero	prov.tappo rosso	mcg/100ml	65-165	30
RAME URINARIO	90.39.4	RAMU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mcg/24 ore	fino a 50	30

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
REAZIONE DI WASSERMANN	91.10.2	REWA	siero	prov.tappo rosso	titolo	Ag.cardiolipinico:neg. Ag.treponinico:neg.	5
REAZIONE WEIL FELIX (RICKETTSIA)	91.07.1	WEFE	siero	prov.tappo rosso		negativo	20
RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA	90.42.5	RETR	siero	prov.tappo rosso	mg/lt	0,8 - 1,75	7
RENINA (orto/clinostatismo)	90.40.2	ATRE	plasma eparinato in ghiaccio	prov.tappo verde	ng/ml/ora	orto: 0,98 - 4,18 clino: 0,51 - 2,64	10
RENINA	90.40.2	RENO	plasma eparinato in ghiaccio	prov.tappo verde	ng/ml/ora	0,98 - 4,18	10
RESISTENZA PCR ATTIVATA	90.77.2	DPCR	plasma citrato	prov. tappo azzurro	RN	0,80 - 20,00	10
RESISTENZE OSMOTICHE (test di Simmel)	90.74.3	REOS	plasma edta	prov.tappo viola			5
RETICOLOCITI	90.74.5	RETI	plasma edta	prov.tappo viola	%	0,2 - 2	3
RICERCA ADENOVIRUS	91.13.3	ADEN	feci	contenitore feci		negativo	5
RICERCA ANFETAMINE	90.18.3	ANFE	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA CANNABINOIDI	90.18.3	CANN	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA CLAMIDIA DIRETTA	90.90.2	RICL	materiale biologico	kit di prelievo			5
RICERCA COCAINA	90.18.3	COCA	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA EOSINOFILI	90.62.5	RIEO	materiale biologico	cont. tappo rosso			3
RICERCA ECSTASY	90.18.3	RIEC	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA HELICOBACTER PILORY FECI	90.85.3	AHEP	feci	contenitore feci		negativo	3
RICERCA METADONE	90.18.3	META	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA MORFINA-EROINA	90.18.3	RIME	urine	cont.tappo bianco		negativo	2
RICERCA OPPIACEI	90.18.3	RIOP	urine	cont.tappo bianco		negativa	2
RICERCA OSSIURI (Test di Grahm)	90.93.2	OSSI	feci	vetrino scotch		negativo	5
RICERCA ROTAVIRUS	91.13.3	ROTA	feci	contenitore feci		negativo	5
RICERCA SANGUE OCCULTO	90.21.4	SAOC	feci	contenitore feci		negativo	2

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
RICERCA STREPTOCOCCO (test rapido)	91.09.2	BEMO	materiale biologico	tapp. tappo rosso		negativo	1
RICERCA TOSSINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE	90.91.1	TOCL	feci	contenitore feci		negativo	8
SEROTONINA EMATICA	90.12.4	SERE	siero	prov. tappo rosso	mcg/100ml	ott-30	10
SEROTONINA URINARIA	90.12.4	SERO	urine 24 ore	contenitore diuresi	mg/24 ore	fino a 5	10
SHBG	90.35.1	SHBG	siero	prov. tappo rosso	nmol/lt	F:premen. 18,2-135,7 postmen. 16,8-106,9 M:13,2-89,5	3
SIDEREMIA	90.22.5	SIDE	siero	prov. tappo rosso	mcg/100ml	F: 50 - 170 M: 65 - 175	1
SODIO	90.40.4	SODI	siero	prov. tappo rosso	mEq/lt	135-150	1
SODIO URINARIO	90.40.4	SODU	urine 24 ore	contenitore diuresi	mEq/24 ore	40-220	2
SOMATOMEDINA C (IGF1)	90.35.1	IGF1	siero	prov. tappo rosso	ng/ml	*	15
SPIKES PROLATTINA (BASALE, 20',40',60')	90.38.3	SPRL	siero	prov. tappo rosso	ng/ml	Basale F: 1,7 - 27 M: 2,5 - 13,5	2
STREPTOZYME TEST	91.08.5	STRE	siero	prov. tappo rosso	U/STZ	fino a 100	3
T.P.H.A.	91.10.5	TPHA	siero	prov. tappo rosso	titolo	fino a 80	2
TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	90.76.1	PTT	plasma citrato	prov. tappo azzurro	secondi ratio	22 - 38 0,70 - 1,2	1
TEMPO DI QUICK (INR)	90.75.4	TQUI	plasma citrato	prov. tappo azzurro	% INR	70 - 130 1,25 - 0,88	1
TEMPO DI TROMBINA	90.75.5	TETR	plasma citrato	prov. tappo azzurro	secondi	16 - 20	2
TEOFILLINA	90.41.2	TEOF	siero	prov. tappo rosso	mcg/ml	10-20	7
TEST DI COOMBS DIRETTO	90.58.2	DCOO	plasma edta	prov. tappo viola		negativo	7
TEST DI COOMBS INDIRETTO	90.49.3	COOM	plasma edta	prov. tappo viola		negativo	7
TEST IMMUNOLOGICO GRAVIDANZA	90.27.3	GRAV	prime urine del mattino	cont. tappo bianco			1
TESTOSTERONE	90.41.3	TEST	siero	prov. tappo rosso	ng/ml	F: 0,1 - 0,75 M: 1,75 - 7,81	2

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
TESTOSTERONE LIBERO	90.41.4	FTES	siero	prov.tappo rosso	%	F:prem.0,65-10,93 postmen. 0,23-5,40 M:22,2-110,2	4
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	90.81.5	TILI	plasma edta (2p.)	prov.tappo viola	%		10
TIREOGLOBULINA	90.41.5	TBG	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	1,0 - 35	2
TIROXINA (T4)	90.42.3	T4	siero	prov.tappo rosso	ng/100 ml	4,5 - 12,5	2
TIT. ANTISTAFILOLISINICO	91.08.5	TASF	siero	prov.tappo rosso	titolo	fino a 2	4
TIT. ANTISTREPTOKINASI	91.08.5	TASK	siero	prov.tappo rosso	U/ml	fino a 80	4
TIT. ANTISTREPTOLISINICO	91.08.5	TASL	siero	prov.tappo rosso	IU/ml	fino a 250	2
TPA	90.56.4	TPA	siero	prov.tappo rosso	U/l	fino a 80	2
TRANSFERRINA SATURA %		TRA%	siero	prov.tappo rosso	%	28 - 60	4
TRANSFERRINEMIA TOTALE	90.42.5	TRAT	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	200 - 360	2
TRANSFERRINEMIA TOTALE + INSATURA	90.42.5	TRAI	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	Totale: 200 - 360 Insatura: 130 - 340	2
TRIGLICERIDI	90.43.2	TRIG	siero	prov.tappo rosso	mg/100 ml	consigliato <150 borderline 150 - 200 alto >200	1
TRIIODOTIRONINA (T3)	90.43.3	T3	siero	prov.tappo rosso	ng/100 ml	60 - 165	2
TROPONINA	90.82.3	TROP	siero	prov.tappo rosso	mcg/l	fino a 0,04	2
TSH	90.42.1	TSH	siero	prov.tappo rosso		0,34 - 5,6	2
TSH REFLEX	90.41.1 R	RTSH	siero	prov.tappo rosso	mcU/ml	si esegue a cascata FT4 ed FT3 se > 5,6	2
URINOCOLTURA	90.94.2	UROC	prime urine del mattino	cont.tappo rosso			5
V.D.R.L.	91.11.1	VDRL	siero	prov.tappo rosso		negativo	2
V.E.S.	90.82.5	VES	plasma edta	prov.tappo viola	mm/H	F-60 anni: max 15 F-200 anni: max 35 M-60 anni: max 10 M-200 anni: max 20	1
VALUTAZIONE STRESS OSSIDATIVO		FRTT	siero	3p prov.tappo verde			10

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
VASOPRESSINA (ADH)	90.04.1	ADH	siero	prov.tappo rosso	ng/ml	1,30 - 4,10	10
VITAMINA B 12	90.13.5	B12	siero	prov.tappo rosso	pg/ml	200 - 1000	2
VITAMINA D 25 OH	90.44.5	VID	siero	prov.tappo rosso	ng/ml		10
WAALER ROSE	90.74.2	WARO	siero	prov.tappo rosso	titolo	fino a 20	2
WESTERN BLOT HIV	91.23.1	WBHI	siero	prov.tappo rosso			20
WIDAL WRIGHT	91.08.1	WIWR	siero	prov.tappo rosso	titolo	fino a 80	2

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
---	----------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Tossicologia

1-NAFTOLO URINARIO		1NAF	urine fine turno	cont.tappo bianco	ng/lt	fino a 5	15
2-5 ESANDIONE URINARIO (nota 3)		25ES	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 5,3	15
ACETONE URINARIO (nota 3)		ACET	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 80	15
ACIDO D-AMINOLEVULINICO URINARIO (nota 3)	90.02.3	ALAE	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 4	15
ACIDO D-GLUCARICO URINARIO (nota 3)		ACDG	urine fine turno	cont.tappo bianco	ng/gr creat.	25 - 45	15
ACIDO FENILGLOSSILICO URINARIO (nota 3)		ACFE	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 240	15
ACIDO FORMICO URINARIO		FORM	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/lt	17 - 75	15
ACIDO IPPURICO URINARIO (nota 3)	90.02.4	BACI	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 1500	15
ACIDO MANDELICO URINARIO (nota 3)		ACMA	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	esp. a stirene: fino a 800 esp. a etilbenzene: fino a 1500	15
ACIDO METIL-IPPURICO URINARIO (nota 3)	90.02.4	AMIP	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 800	15
ACIDO OSSALICO URINARIO		ACOS	urine fine turno	cont.tappo bianco	nmoli/lt	0,2 - 0,5	15
ACIDO TRANSMUCONICO URINARIO (nota 3)		ACMU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/gr creat.	fino a 300	15
ACIDO TRICLOROACETICO URINARIO (nota 3)		ATCU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 70	15
ALA-D ERITROCITARIA	90.04.4	ALAD	plasma edta	prov.tappo viola	U/ml	superiore a 20	15
ALLUMINIO SIERICO	90.07.1	ALLU	siero	prov.tappo rosso	mcg/lt	fino a 10	15
ALLUMINIO URINARIO	90.07.1	ALUR	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr crea	fino a 30	15
AMINE AROMATICHE URINARIO (nota 3)		AMAR	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr crea	fino a 4	20
ANTIMONIO URINARIO		ANTU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/lt	fino a 2	15
C.D.T.	90.42.4	CDTE	siero	prov.tappo rosso	%	fino a 2,2	15
CADMIO EMATICO	90.11.3	CADE	plasma eparinato	prov.tappo verde	mcg/lt	2	15
CARBOSSIEMOGLOBINA	90.58.4	CARE	plasma edta	prov.tappo viola	% Hb	3 - 7	8
COLINESTERASI ERITROCITARIA		COER	plasma edta	prov.tappo viola	U/g Hb	20 - 35	15
CROMO URINARIO (nota 3)	90.16.5	CRU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/gr creat.	fino a 5	15
FENOLI URINARI (nota 3)	90.22.2	FENO	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 300	15
FLUORURI URINARI (nota 3)	90.23.1	FLU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr creat.	fino a 7	20
IDROSSIPIRENE		OHPI	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/lt	fino a 1,5	20

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
ISOFLUORANO URINARIO		ISUR	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/lt	fino a 2,90	15
MERCURIO EMATICO		MERE	plasma edta	prov.tappo viola	mcg/lt	fino a 10	20
MERCURIO URINARIO (nota 3)		HGU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/gr creat.	fino a 50	20
METAEMOGLOBINA	90.71.1	METE	plasma edta	prov.tappo viola	% Hb totale	fino a 3	15
METANOLO URINARIO		MOLO	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/lt	fino a 15	15
METIL ETIL CHETONE URINARIO		METK	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/lt	fino a 2	20
NICHEL URINARIO (nota 3)	90.34.2	NIU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/g crea	fino a 1,6	20
ORTO - CRESOLO URINARIO		OCRE	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/lt	fino a 1,6	15
PARA-NITROFENOLO URINARIO		PNFE	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/lt	5	20
PIOMBO EMATICO	90.36.3	PIOU	plasma eparinato	prov.tappo verde	mcg/100ml	Sangue: F: fino a 40 M: fino a 60	15
PIOMBO URINARIO (nota 3)	90.36.3	PIU	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/gr creat.	Urine: fino a 80	15
PORFIRINE TOTALI URINARIE	90.37.1	PORT	urine 24 ore	contenitore diuresi	mcg/24 ore	F: 35 - 180 M: 50 - 200	15
PROTOPORFIRINA IX	90.39.2	PRO9	plasma edta	prov.tappo viola	mcg/gr di Hb	fino a 5,3	15
PROTOSSIDO D'AZOTO URINARIO		PRAZ	urine fine turno	cont.tappo bianco	mcg/lt	fino a 50	15
SCREENING MULTIDROGHE	90.18.3	SMUD	urine			negativo	
TCE (TRICLOROETANOLO) URINARIO (nota 3)		TCE	urine fine turno	cont.tappo bianco	mg/gr di creat.	fino a 100	15
TEST DI CONFERMA ANFETAMINE	90.18.5	CANF	urine				15
TEST DI CONFERMA CANNABINOIDI	90.03.5	CCAN	urine				15
TEST DI CONFERMA COCAINA	90.03.5	CCOC	urine				15
TEST DI CONFERMA ECSTASY	90.03.5	CECS	urine				15
TEST DI CONFERMA METADONE	90.03.5	CMET	urine				15
TEST DI CONFERMA METANFETAMINE	90.03.5	CMAN	urine				15
TEST DI CONFERMA OPPIACEI	90.03.5	COPP	urine				15
ZINCO	90.45.4	ZINC	siero	prov.tappo rosso	mcg/100ml	60 - 160	15
ZINCO URINARIO	90.45.4	ZNU	urine	cont.tappo bianco	mcg/lt	300 -900	15
ZINCOPROTOPORFIRINA IX	90.45.5	ZPP9	plasma edta	prov.tappo viola	mcg/100ml	15 - 40	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
---	----------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Allergologia - Intolleranze Alimentari

A. ASSENZIO	90.68.5	W6	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
A. SIRO	90.68.5	D70	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ALBUME D'UOVO	90.68.5	F1A	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ALFA LATTOALBUMINA	90.68.5	F76	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ALLER ELISA TEST (90 Alimenti)		94AL	siero	2 prov. tappo rosso			15
ALTERNARIA T.	90.68.5	M6	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
APE	90.68.5	I1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ARACHIDI	90.68.5	F13	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ARANCIA	90.68.5	F33	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ASPERGILLUS F.	90.68.5	M3	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ASSENZIO MAGGIORE	90.68.5	W5	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
BAMBAGIONA	90.68.5	G13	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
BANANA	90.68.5	F92	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
BETA LATTOGLOBULINA	90.68.5	F77	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
BETULLA	90.68.5	RT3	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
CANDIDA ALBICANS	90.68.5	M5	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
CANNA DI PALUDE	90.68.5	G7	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
CAROTA	90.68.5	F31	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
CASEINA	90.68.5	F78	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
CIPRESSO M.	90.68.5	RT23	siero	prov. tappo rosso	KAU/L	<0,1	15
CLADOSPORIUM H.	90.68.5	M2	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
D. FARINAE	90.68.5	D2	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
D. PTERONYSSINUSS	90.68.5	D1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
EPITELIO DI CAVALLO	90.68.5	RE4	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
EPITELIO DI GATTO	90.68.5	RE1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
EPITELIO DI VACCA	90.68.5	RE3	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ERBA CANINA	90.68.5	G2	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
FAGIOLO BIANCO	90.68.5	F15	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
FORFORA DI CANE	90.68.5	RE5	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
FORMAGGIO FERMENTATO	90.68.5	F82	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
FRAGOLA	90.68.5	F44	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GAMBERO	90.68.5	F24	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GIALLONE	90.68.5	I3	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GLUTINE	90.68.5	F79	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GRANCHIO COMUNE	90.68.5	F23	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GRANO	90.68.5	G15	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
GRANO	90.68.5	F4G	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
INTOLLERANZA AL LATTOSIO		ILAT	plasma edta	prov.tappo viola			20
INTOLLERANZA ALLA CAFFEINA		ICAF	plasma edta	prov.tappo viola			20
LANCIUOLA	90.68.5	W9	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
LATTE VACCINO	90.68.5	F2L	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
LIEVITO	90.68.5	F45	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
LOGLIETTO	90.68.5	G5	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
MARGHERITA PRATI	90.68.5	W7	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
MELA	90.68.5	F49	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
NOCCIOLA	90.68.5	F17	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
NOCCIOLO	90.68.5	RT4	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
OLIVO EUROPEO	90.68.5	RT9	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
ONTANO B.	90.68.5	RT2O	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PALEINO O.	90.68.5	G1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PARIETARIA JUDAICA	90.68.5	W21	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PARIETARIA OFFICINALIS	90.68.5	W19	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PATATA	90.68.5	F35	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PENICILLUM N.	90.68.5	M1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PESCA	90.68.5	F95	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PESCE (MERLUZZO)	90.68.5	F3P	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PHADIATOP	90.68.2	PHAD	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
PHADIATOP INFANT (bambini eta' < 2 anni)	90.68.2	PHAI	siero	prov.tappo rosso		negativo	15
PISELLO	90.68.5	F12	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
PLATANO	90.68.5	RT11	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.

Settore di riferimento DESCRIZIONE ESAME	COD. S.S.N.	COD. INT.	MATERIALE	CONTENITORE	UNITA' DI MISURA	INTERVALLI DI RIF.	REF. (gg.lavorativi)
POLVERI DI CASA	90.68.5	H1	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
POMODORO	90.68.5	F25	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
QUERCIA	90.68.5	RT7	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST (IgE SPECIFICHE) ogni allergene	90.68.5	RAST	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ACARI MAGGIORI	90.68.1	RACA	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ALBERI	90.68.1	RALB	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ALIMENTI	90.68.1	RAAL	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ALLERGENI PROFESSIONALI (nota 1)	90.68.1	RAPR	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ANIMALI DOMESTICI	90.68.1	RDOM	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST DROGHE E FARMACI (nota 1)	90.68.1	RADF	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST ERBE INFESTANTI	90.68.1	RERB	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST GRAMINACEE	90.68.1	RGRA	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST INALANTI PERENNI	90.68.1	RAIP	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST INALANTI STAGIONALI	90.68.1	RAIS	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST MICOFITI	90.68.1	RMIC	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
RAST VELENO DI IMENOTTERI	90.68.1	RAVI	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
SALICE	90.68.5	RT12	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
SEDANO	90.68.5	F85	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
SEGALE	90.68.5	G12	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
SOIA	90.68.5	F14	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
TONNO	90.68.5	F40	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
TUORLO D'UOVO	90.68.5	F75	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15
VESPE	90.68.5	I4	siero	prov. tappo rosso	KUA/L	<0,1	15

Escludere i gg festivi. Con gg. 1 la refert. è in giornata.

Stocc. = gg di conserv. del camp.

nt 1: si eseguono su un minimo di camp.

nt 2: conserv. i camp. in termostato a 37° C.

nt 3: aggiungere la creatininuria.